

**FICHE PRODUIT**

## Système d'oxygénothérapie à haut débit - OHD

Référence : SOC-NV2106

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Système d'oxygénothérapie humidifié à haut débit - OHD (NV6)

Le **système d'oxygénothérapie humidifié à haut débit (OHD)** est un dispositif de ventilation non invasif à haut débit. Il peut être appliqué pour le traitement d'une situation de faible SpO<sub>2</sub>.

#### Caractéristiques

- Mélangeur O<sub>2</sub>, humidificateur, Humi. Chambre, respiration respiration, IV Stand, tuyau de gaz
- Pression de fonctionnement d'entrée: 280 kPa à 600 kPa
- concentration en oxygène à la sortie: 21% à 100%
- Précision de la concentration en oxygène:  $\pm 3\%$
- Plage de contrôle CPAP: 0-10cm H<sub>2</sub>O
- Protection contre la surpression des voies respiratoires: 2-10cm H<sub>2</sub>O

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Type de connecteur d'entrée de source de gaz: DISS
- Débit: 10-15L / min ou 0-30L / min (facultatif)
- Dimensions: 539mm (L) x 287mm (L) x 347mm (H)
- Poids: NW = 1,6 kg, GW = 7,75 kg

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/14091-ventilateurl-nv6.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com