

FICHE PRODUIT

Balance mécanique modèle SECA 310

Référence : SOC-S310410

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Balance mécanique suspendue à cadran rond, modèle SECA 310

Le **pèse-personne SECA 310** est spécialement conçue pour une utilisation mobile. Grâce à son faible poids et le verre incassable de son cadran, la **balance SECA 310** est idéale pour travailler partout!

Le **pèse-personne SECA 310** est dotée de crochets de suspension en acier galvanisé extrêmement durables, et est livrée avec une toise robuste et solide.

Caractéristiques techniques:

Capacité: 25Kg

Graduation: 50 g

Dimensions (LxHxP): 220 x 225 x 52 mm

Poids net: 1.5 kg

Fonctions: Réglage du zéro, Mesure mobile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/14093-balance-mecanique-suspendue-a-cadran-rond-modele-seca-310.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com