

FICHE PRODUIT

Analyseurs semi-automatiques de biochimie, Modèle CYANStart

Référence : SOC-C0046Y

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseurs semi-automatiques de biochimie, Modèle CYANStart

L'Analyseurs semi-automatiques de biochimie, Modèle CYANStart est un instrument compact et de haute qualité. C'est un kit de biochimie préprogrammé et réduit les volumes par test. Il prend ainsi en charge plusieurs procédures de mesure. Il est facile à utiliser et son entretien est limité. L'imprimante est intégrée et dispose d'un système ouvert. Aucun ordinateur requis.

Spécification de l'Analyseurs semi-automatiques de biochimie, Modèle CYANStart

Stockage des données: 200 paramètres de test et 1000 résultats de test

Cellule à écoulement: 32 µl, trajet lumineux de 10 mm

Lampe halogène: 6V / 10W

Procédures de mesure: absorbance, point final, cinétique à deux points, étalonnage multipoint, bichromatique

Plage de mesure: 0,000-2,500 ABS

Fonction de contrôle qualité

Volume requis: 500µl

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Taille de l'écran: 240 x 128 pixels

Tension: 110 / 230V-50/60 Hz

Longueur d'onde (7 filtres): 30, 405, 492, 510, 546, 578 et 620 nm

Langues: anglais, français, espagnol

Imprimante intégrée

Imprime des graphiques

24 caractères par ligne

Élément Peltier

Température ambiante: 25 ° C, 30 ° C, 37 ° C

Dimensions: 35 x 40 x 24 cm (L x l x H)

Poids: 8,5 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/14095-analyseurs-semi-automatiques-de-biochimie-modele-cyanstart.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com