

FICHE PRODUIT

Micropipette simple canal CYAN

Référence : SOC-PS0001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Micropipette simple canal CYAN

Dans la plupart des tests de diagnostic, la manipulation de liquides nécessite l'utilisation de pipettes de précision. Il est donc primordial d'offrir de pipettes de qualité. Les micropipettes CYAN vous permettront d'atteindre un niveau de précision très élevé.

Les micropipettes CYAN livrent la précision et l'exactitude nécessaires pour répondre aux exigences les plus rigoureuses.

Ces micropipettes CYAN fonctionnent par déplacement d'air. Précis, offre la meilleure répétabilité. Toutes les pipettes utilisent des cônes jetables.

Qualité:

Testées selon la norme ISO 8655/DIN 12650.

Le contrôle de qualité de chaque micropipette est effectué par gravimétrie avec de l'eau distillée (qualité 3, DIN ISO 3696) à 22°C en utilisant les cônes CYANTips.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipette-cyan/14098-micropipette-simple-canal-cyan.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
micropipette_capacite - 5 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS000A	
micropipette_capacite - 10 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS0010	
micropipette_capacite - 20 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS0020	
micropipette_capacite - 25 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS0025	
micropipette_capacite - 50 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS0050	
micropipette_capacite - 100 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS0100	
micropipette_capacite - 200 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS0200	
micropipette_capacite - 500 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS0500	
micropipette_capacite - 1000 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS1000	
micropipette_capacite - 5000 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Fixe	SOC-PS5000	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com