

FICHE PRODUIT

Kit PCR - Diagnostic microbiologique

Référence : SOC-117116

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Descriptif

Véritable initiation pratique à la technique de PCR (Polymerisation Chain Reaction), ce kit propose une expérimentation rapide pour comprendre et mettre en œuvre une manipulation complète d'amplification. Les applications de cette technique sont multiples, elle peut être à la fois utilisée dans le cadre de l'identification d'un individu, de la recherche d'une anomalie génétique, de détection d'OGM, de phylogénie moléculaire, d'identification gène de virulence de bactéries.

Pour ce kit, l'objectif est de déterminer la prévalence d'Escherichia coli pathogène. La PCR va permettre de détecter la présence du gène "estB" codant pour le facteur de virulence entérotoxine "STb".

L'interprétation du résultat se fera grâce à un gel d'agarose après coloration.

Composition

Le kit pour 15 réactions comprend :

- un échantillon d'ADN prêt à amplifier.
- les réactifs (Taq polymérase, tampon, DNTP, amorces, eau).
- Conservation de 2 à 8 °C.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/14114-kit-pcr-diagnostic-microbiologique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com