

FICHE PRODUIT



Milieu UTM[®] liquide 1ml + 1 écouvillon floqué embout nasopharyngé stérile rouge

Référence : SOC-UTM10050

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Application

- Conservation et transport des virus, Chlamydiae, Mycoplasmes et Ureaplasma.
- Prélèvements destinés à la mise en culture, compatibles pour la biologie moléculaire.

Avantages

- Analyses multiples avec un seul recueil.
- Tube résistant à 95kPa, conformément à l'ADR.
- Tube standardisé en polypropylène, fond conique avec jupe auto stable.
- Identification aisée grâce au code couleur du bouchon.
- Centrifugeable à 3500tr/min pendant 30min pour la recherche de virus.
- Congelable à -70°C grâce à la présence de cryoprotecteurs.
- Contient des billes de verre qui facilitent extraction ADN.

Caractéristiques :

- Type d'écouvillon : floqué

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tige : simple
- Matière de la tige : plastique
- Partie sécable : 100 mm
- Matière de l'embout : nylon
- Type de l'embout : nasopharyngé flexible
- Emballage : sachet pelable unitaire
- Nom du milieu : UTM
- Etat du milieu : liquide
- Volume de milieu en ml : 1
- Couleur du bouchon : rouge.
- Conditionnement minimum de vente : 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/14115-milieu-utmtm-liquide-1ml-1-ecouvillon-floque-embout-nasopharynge-sterile-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com