

FICHE PRODUIT



Conteneurs polypropylène, 60 Litres

Référence : SOC-FUT60L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Couleur jaune.
- Conteneurs moulés, résistants à la perforation;
- Couvercle avec poignet et joint en colle "hot melt" pour une étanchéité aux liquides;
- Inviolables après fermeture;
- Poignets de préhension latérales creuses;
- Dimensions (L x P x H): 400 x 305 x 575 mm;
- Charge utile: 25 Kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-carton/1412-conteneurs-polypropylene-60l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com