

FICHE PRODUIT



Film de radiographie TRIMAX TXE Conventionnel, Boite de 500 films

Référence : SOC-FTX17359

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Film de radiographie TRIMAX TXE Conventionnel

Le **film de radiographie TRIMAX TXE Conventionnel** est un film de qualité adapté au **reprographe Laser TRIMAX TX55**.

Caractéristiques techniques:

Formats: 20 x 25 ; 35 x 43; 28 x 35; 25 x 30

Conditionnement minimum de vente: Boite de 500 films

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14126-film-de-radiographie-trimax-txe-conventionnel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 20 x 25 cm	SOC-FTX1735943	
dimensions_film_radiographie - 35 x 43 cm	SOC-FTX1735984	
dimensions_film_radiographie - 28 x 35 cm	SOC-FTX1735968	
dimensions_film_radiographie - 25 x 30 cm	SOC-FTX1735950	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com