


**FICHE PRODUIT**



## Electrocardiographe CARDIOVIT AT 101 3 pistes

Référence : SOC-1013AT

### Points forts

- délais : 48 heures

### Description du produit

L'ECG Cardiovit AT 101 3 pistes est un appareil intuitif et facile à utiliser avec des touches directes.

L'ECG de repos dispose de 12 dérivations avec mesures d'ECG standard un écran LCD graphique à 3 pistes intégré.

- Imprimante thermique haute résolution
- L'ECG Cardiovit AT 101 3 pistes avec logiciel C interprétation automatique est intuitif et facile à utiliser avec des touches directes
- ECG de repos à 12 dérivations avec mesures d'ECG standard
- Écran LCD graphique à 3 pistes intégrées
- Mesures
- Impression facile : imprimante thermique haute résolution intégrée
- Différents formats de rapport programmables par l'utilisateur sur l'imprimante interne ou externe
- Interface pour imprimante externe pour les impressions sur papier standard
- Archivage et transfert des données en série pour les données d'ECG de repos vers un PC (avec option de mémoire)

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Logiciel d'interprétation automatique offert

**Contenu du pack ECG CARDIOVIT AT 101 3 pistes**

- 1 ECG AT101 3 pistes
- 1 câble patient à 10 dérivations
- 1 jeu d'électrodes ou électrodes jetables
- 1 câble d'alimentation
- 1 rame de papier pour tracé
- Manuel d'utilisation

**Conformité et garantie**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/14133-electrocardiographie-cardiovit-at-101-3-pistes.html>**Caractéristiques**

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)