

FICHE PRODUIT

Moniteur 5 paramètres avec Capno et Imprimante

Référence : SOC-605621

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le moniteur est un appareil à haute capacité de protection contre les interférences électro chirurgicales. La reprise très rapide après la défibrillation, il est adaptée aux utilisations en salle d'opération ou d'urgences.

L' évaluation de la respiration se fait à partir de deux modèles qui sont : **la mesure de l'impédance thoracique et mesure par tube nasal.**

Le moniteur dispose d'un écran couleur 12.1 '' TFT LCD, luminosité et volume réglable indépendamment. Faible consommation électrique avec mode veille, batterie rechargeable intégrée.

La Mesure de la Pression est non-invasive rapides et précises, la fonction Poncture veineuse disponible.

Technologie numérique avancée, mesure précise du SPO2 sous faible perfusion.

Calcul des doses médicales, détection pacemaker, détection du Segment ST-Pacemaker et analyse d'Arythmie

Stockage des données de tendances allant jusqu'à 360 Heures.

Possibilité de mise en réseau avec la Centrale de Surveillance, de réaliser à distance le diagnostic, la surveillance, la maintenance ainsi que la mise à jour logicielle.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Imprimante intégrée (impression de trace et tendances tabulaires/ graphiques), EtCO₂

◆ ECG

Fréquence cardiaque

Plage 15-380 BPM

Précision : 1BPM (ou $\pm 1\%$)

Limites d'alarmes fréquence cardiaque et Tolérance

Haute limite 60 $\square$ 300bpm avec une tolérance de $\pm 10\%$

Base limite 100 $\square$ 200bpm avec une tolérance de $\pm 10\%$

Niveau de bruit ECG : $\leq 30\mu V$

Réponse en fréquence ECG

Sous méthode filtré: 1 $\square$ 25Hz

Sous méthode non-filtré: 0.05 $\square$ 100Hz

Boucle de courant Entrées ECG: $\leq 0.1\mu A$

Affichage de la sensibilité de l'ECG : continue et réglable

Balayage (mm/sec) et tolérance

4 choix disponibles : 6.25, 12.5, 25, 50mm/s

Tolérance : $\leq \pm 10\%$

◆ Pression Non-invasive (NIBP)

Plage de mesure

a) Systolique (5.3 $\square$ 36.0)kPa ou (40 $\square$ 270)mmHg

b) Diastolique (2.7 $\square$ 26.7)kPa ou (20 $\square$ 200)mmHg

c) Moyen (4.0 $\square$ 29.3)kPa ou (30 $\square$ 220)mmHg

Précision $\leq \pm 0.4$ kPa (3 mmHg) ou $\pm 2\%$

◆ Pression invasive (IBP)

Plage de mesure -1.3 $\square$ 40KPa (-10 $\square$ 300mmHg)

Canaux: 2 canaux

Sensibilité : 5MV/V/mmHg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Unité de mesure : kPa / mmHg

◆ Rythme respiratoire (RR)

Plage de mesure: 0 - 120 BPM (adulte)

Précision: ± 1 BPM ou ± 5 %

◆ Température (cutanée et rectal) (TEMP)

Plage : 25.0 °C~ 45.0°C

Double voies et Affichage T1, T2 et ΔT

Résolution: ± 0.2 °C

Temps pour le résultat ≤ 3 min

◆ SpO2

Plage de mesure 0-100%

Précision $\pm 2\%$ pour lot « Plage 70 $\square$ 100% »

Précision $\pm 3\%$ pour lot « Plage 50 $\square$ 69% »

◆ Pulsation (PR)

Plage de mesure 30-250BPM

Précision $\pm 2\%$ ou 1BPM

◆ Tendances des données mémorisées allant jusqu'à 360 heures

◆ ETCO2 (mode latéral ou principal)

Plage de mesure: 0~150mmHg (0~19.7%, 0-20kPa)

Précision: ± 2 mm Hg

Rythme respiratoire : 0~150 BPM

Précision: ± 1 BPM

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/14134-moniteur-5-parametres-avec-capno-et-imprimante.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com