

FICHE PRODUIT



Kit d'hémoglobine pour système d'électrophorèse ADALYA IFE, 200 Tests

Référence : SOC-SLHB2000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit d'hémoglobine pour système d'électrophorèse ADALYA IFE, 200 Tests

Notre tout nouveau kit système de **réactifs** d'électrophorèse a été spécialement conçu pour fonctionner avec **le Système d'électrophorèse ADALYA IFE** pour vous proposer un système complet offrant fiabilité et exactitude.

Kit d'hémoglobine

Nombre de tests: 200

Conditionnement minimum de vente: Kit de 200 tests

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/14139-kit-de-proteine-urinaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com