

FICHE PRODUIT



Kit de protéine sérique pour système d'électrophorèse ADALYA IFE, 400 Tests

Référence : SOC-SLSP4000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de protéine sérique pour système d'électrophorèse ADALYA IFE, 400 Tests

Notre tout nouveau kit système de **réactifs** d'électrophorèse a été spécialement conçu pour fonctionner avec **le Système d'électrophorèse ADALYA IFE** pour vous proposer un système complet offrant fiabilité et exactitude.

Kit de protéine sérique

Conditionnement des tests: 400

Conditionnement minimum de vente: 5 x Kit de 400 tests

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/14140-kit-de-proteine-urinaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com