

FICHE PRODUIT



Kit de contrôle du taux normal d'hémoglobine A2 pour système d'électrophorèse ADALYA IFE, 1 x 0.5 ml

Référence : SOC-HC1111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit de contrôle du taux normal d'hémoglobine A2 pour système d'électrophorèse ADALYA IFE, 1 x 0.5 ml

Notre tout nouveau kit système de **réactifs** d'électrophorèse a été spécialement conçu pour fonctionner avec **le Système d'électrophorèse ADALYA IFE** pour vous proposer un système complet offrant fiabilité et exactitude.

Kit de contrôle du taux normal d'hémoglobine A2

Conditionnement: 0.5 ml

Conditionnement minimum de vente: Flacon de 0.5 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/14144-kit-de-proteine-urinaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com