

FICHE PRODUIT

Distributeur électronique de gels désinfectants, de masques de protection, de gants et de lingettes.

Référence : SOC-FOC0101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Distributeur électronique de gels désinfectants, de masques de protection, de gants et de lingettes

Ce **Distributeur électronique de gels désinfectants, de masques de protection, de gants et de lingettes** est un équipement qui permet de mettre à la disposition de tout le monde **du gel** désinfectant (**hydroalcoolique**), des **masques de protection** (masques chirurgicaux et autres), des **gants**, et des **lingettes** en tout lieu. Il est de couleur blanche RAL 9010 (blanc pur), il est conçu en métal et fonctionne grâce à des batteries.

Il est électronique et on l'installe facilement dans tous les locaux en le fixant au mur. Le kit de montage au mur est offert. Un flacon vide pour désinfectant est également disponible.

Ce **Distributeur électronique de gels désinfectants, de masques de protection, de gants et de lingettes** est indispensable dans les lieux publics afin d'assurer le maintien des règles d'hygiène et la lutte contre les multiples épidémies et pandémies dont on peut faire face. Il offre plusieurs services au grand public à savoir :

- La **désinfection des mains** en toute circonstance grâce au **gel désinfectant**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La protection contre tout type de virus se trouvant dans les postillons et/ou dans l'air grâce aux **masques de protection**.
- La protection des mains contre tout type de microbes, virus ou bactéries se trouvant sur les objets, appareils, personnes ou animaux que l'on toucherait. Ceci étant possible par le port des **gants**.
- Le nettoyage et/ou l'essuyage avec les **lingettes** de toutes les parties du corps (visage, mains, fesses des bébés...) qui auraient toutes formes de saletés telles que : sueur, grasse...

Ce **Distributeur électronique de gels désinfectants, de masques de protection, de gants et de lingettes** est très utile dans les hôpitaux, aéroports, établissements commerciaux (supermarchés, magasins, marchés...), entreprises, écoles, universités, arrêts de bus, agences de transport... pour prévenir toutes infections : au **Covid-19**, à la grippe A (H1N1)...

Dimensions des différents compartiments du Distributeur électronique de gels désinfectants, de masques de protection, de gants et de lingettes:

- Dimensions du **Distributeur électronique de gels désinfectants, de masques de protection, de gants et de lingettes** : L280-H500+palette-P150 ;
- Compartiment pour les boîtes de gants : L130*H240*80P ;
- Compartiment pour les boîtes de masques : L195*H100*80P ;
- Compartiment pour les boîtes de lingettes : L130*H240*80P ;
- Capacité du flacon pour le gel désinfectant : 1 litre.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/14148-distributeurs-de-gels-et-de-masques.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com