

FICHE PRODUIT



Tensiomètre Lian Scenic S, brassard nylon gris adulte (M)

Référence : SOC-DSP620331

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre Lian Scenic S, brassard nylon gris adulte (M)

Description du produit

- Tensiomètre idéal pour infirmiers et étudiants
- Léger, cuillère ergonomique
- Boîtier en ABS résistant aux chocs.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/14159-tensiometre-lian-scenic-s-brassard-nylon-gris-adulte-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com