

FICHE PRODUIT



Ventilateur d'urgence, Modèle JX-100C

Référence : SOC-2020100C

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ventilateur d'urgence, Modèle JX-100C

Description:

Le ventilateur d'urgence JX-100C est utilisé pour les premiers soins, les ambulances, les situations d'urgence et le transport des patients à l'hôpital. Il peut être utilisé pour les patients pédiatriques et adultes.

Fonctionnalités:

Fonctions multiples, design compact, facile à prendre, conçu pour le transport et les premiers soins. Les pièces principales adoptent des composants de bonne qualité, précis et fiables. Écran LCD, fonctionnement simple et intuitif. Trois types de sources d'alimentation: AC, DC et batterie interne.

Exigences environnementales

Humidité relative: 15% ~ 95%

Température ambiante: -18 ~ 50 ° C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pression atmosphérique: 70 ~ 110 kPa

Source de gaz: 0,28 ~ 0,6 MPa 60L / min

Puissance: AC100V-240V ou DC12V

Li-batterie: 2200mAH, rechargeable

Classification

Classe, Type B - par protection contre les chocs électriques.

IPX4 - par protection contre la pénétration nocive d'eau, de particules.

Il convient au patient qui pèse plus de 15 kg.

Configuration

Configuration standard: ventilateur, soupape de réduction de pression, tube à oxygène haute pression, simulateur pulmonaire, circuit respiratoire, masque, bandeau, adaptateur secteur.

En option: sac de transport, bouteille d'oxygène en aluminium 2L, pont d'oxygène.

Modèle :	JX-100C
Modes :	CMV, A / C, SIMV, SPONT
Volume courant :	50 ~ 1200 ml
Fréquence respiratoire :	5 ~ 60 bpm, 1-12 bpm pour SIMV
FiO2 :	40% ~ 100%
Déclencheur :	-10 ~ 0hPa
Volume/minute maximum :	≥22L / min
PEEP :	0, 5 ~ 20hPa
PIP :	0 ~ 60hPa
Limitation de surpression :	≤ 72hPa
Soupir :	0 ~ 10 pour 100 respirations
Débit de base :	0 ~ 5 L / min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimension de l'emballage : 520 * 520 * 270mm

Poids : 12 kg (y compris tous les accessoires)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/14163-ventilateur-d-urgence-modele-jx-100c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com