

FICHE PRODUIT



Microscope binoculaire à Epi fluorescence halogen Modèle EUM2003FL4

Référence : SOC-200341

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microscope binoculaire à Epi fluorescence halogen Modèle EUM2003FL4

-

Tête binoculaire

WF10X / 20MM

Plan objectif achromatique Infini : 4x, 10x, 40x, 100x

Lampe halogène 6V / 20W

-

Unité de fluorescence Epi à quatre bandes (disque à six trous, U / V / B / G)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/14165-microscope-binoculaire-a-epi-fluorescence-halogen-modele-eum2003fl4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com