

FICHE PRODUIT



Chariot de laboratoire inox

Référence : SOC-948104G

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La surface des plateaux est micropolie. Toutes les étagères sont dotées d'un rebord profilé arrondi.

Les roulettes ont un diamètre de 125 cm, deux sont munies d'un frein.

Charge maximale par plateau 80 kg, charge totale sur le chariot 120 kg.

Dimensions : 900 x 600 x 950 mm

Nombre d'étagères : 3

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14178-chariot-de-laboratoire-inox.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com