

FICHE PRODUIT



Sac à dos d'urgence (Kit d'urgence)

Référence : SOC-0034164

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

KIT D'URGENCE

Le **sac à dos d'urgence** commercialisé par **SOCIMED** est un kit complet qui dispose dans sa partie centrale d'un espace avec 3 pochettes à fenêtre transparente et un espace zippé contenant 2 pochettes à fenêtre transparente et bande velcro. 2 poches latérales et 2 poches frontales.

Sac à dos en polyester rouge, **prêt à l'emploi et idéal pour les soins en urgence.**

Dimensions du sac: 40 x 25 x h 47 cm.

Composition du kit d'urgence :

- Couverture de secours ;
- Ciseaux universels - 16,5 cm ;
- Masque facial n° 2 - enfant/petit ;
- Insufflateur en silicone avec masque n° 4 - adulte ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ouvre bouche à vis ;
- Pince tire-langue ;
- Tube d'oxygène - 120 cm ;
- Assortiment de 10 canules de Guedel ;
- Masque d'oxygénothérapie - adulte ;
- Bouteille à oxygène de 0,5 l (vide) avec détendeur ;
- Stéthoscope Jotrap à tête double - noir ;
- Tensiomètre ;
- Set laryngoscope à 3 lames Macintosh 2 - 3 - 4 ;
- Aspirateur manuel ;
- Lampe stylo LED Delta ;
- Garrot Fast - vert ;
- Pince de Magill - 20 cm ;
- Thermomètre numérique;
- Lingettes désinfectantes - tube de 100 lingettes ;
- Pansement Burnfree - 10 x 10 cm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14179-sac-a-dos-d-urgence-kit-d-urgence.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com