

FICHE PRODUIT

Agitateur magnétique chauffant à 3 postes, SB162-3

Référence : SOC-SB162-3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'agitateur magnétique chauffant SB162-3 accueille aisément 3 béchers de 20 litres. Il est spécialement conçu pour les applications de contrôle qualité nécessitant le chauffage simultané de plusieurs échantillons ainsi que leur agitation dans des conditions identiques. La plaque supérieure robuste en alliage aluminium/silicium garantit une répartition très homogène de la température.

Trois positions d'agitation/chauffage contrôlées indépendamment

Voyant d'alarme de température individuel pour chaque plaque qui s'allume lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C, même lorsque l'appareil est éteint

Aimants puissants pour couplage magnétique élevé

Protection antimicrobienne BioCote®

Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21

Fournis avec barreaux magnétiques 3×25 mm recouverts de PTFE.

Nombre de positions d'agitation: 3

Caractéristiques techniques:

- Capacité de mélange max. : H₂O (l) 15 à chaque position

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Gamme de vitesse (min-1) : 100 - 1500
- Gamme de température (°C) : Ambiante...+325
- Puissance d'entrée/sortie (W) : 2250
- Plaque, Lxl (mm) : 160×160
- Surface chauffante (mm) : 160×160
- L×P×H (mm) : 600×270×110
- Poids (kg) : 11
- Puissance de chauffage (W) : 3×700

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-magnetique/14180-agitateur-magnetique-chauffant-a-3-postes-sb162-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com