


FICHE PRODUIT

Chaussure infirmière lavable et anti dérapante

Référence : SOC-3460606

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sabot EVA nouvelle génération avec performance latérale.

Réalisée dans une matière EVA haut de gamme, la nouvelle génération EVA est pourvue d'une bride arrière amovible et de plot antidérapant, ne marquant pas les sols.

Fermé sur le dessus elle protège l'utilisateur de la chute de liquide.

Lavable en machine.

Caractéristiques:

Fermeture - Bride arrière amovible.

Instructions Entretien - Lavable en machine à 40.

Type de tissu - EVA.

Composition matière - EVA et TR pour la pastille antidérapante.

Hauteur Chaussure - Basse.

Type de Protection - Chaussure de travail antidérapante.

Pointure: 35-46

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14181-chaussure-infirmiere-lavable-et-anti-derapante.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com