

FICHE PRODUIT



Extracteur de Soxhlet

Référence : SOC-0067390

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Extracteur de Soxhlet

Extracteur de Soxhlet en verre DURAN®, pour l'extraction de solides à l'aide de solvants en impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction. Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation.

Configurations :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité extracteur (ml)	Taille du col du réfrigérant (NS)
30	29/32
70	34/35
100	45/40
150	45/40
200	45/40
250	45/40
300	60/46
500	60/46
1000	71/51

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/14182-extracteur-de-soxhlet.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
capacite_extracteur - 30 ml, taille_col_du_refrigerant - 29/32	SOC-00673902	
capacite_extracteur - 70 ml, taille_col_du_refrigerant - 34/35	SOC-00673903	
capacite_extracteur - 100 ml, taille_col_du_refrigerant - 45/40	SOC-00673904	
capacite_extracteur - 150 ml, taille_col_du_refrigerant - 45/40	SOC-00673905	
capacite_extracteur - 200 ml, taille_col_du_refrigerant - 45/40	SOC-00673906	
capacite_extracteur - 250 ml, taille_col_du_refrigerant - 45/40	SOC-00673907	
capacite_extracteur - 300 ml, taille_col_du_refrigerant - 60/46	SOC-00673908	
capacite_extracteur - 500 ml, taille_col_du_refrigerant - 60/46	SOC-00673909	
capacite_extracteur - 1000 ml, taille_col_du_refrigerant - 71/51	SOC-00673910	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com