

FICHE PRODUIT

Chariot brancard d'urgence modèle Yqc-2L

Référence : SOC-EVER260520

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Chariot brancard d'urgence modèle Yqc-2L

Le **Chariot brancard d'urgence modèle Yqc-2L** est un équipement à roulettes qui permet aux secouristes de **transporter les malades** et les blessés dans les unités de soins médicaux, les centres de premiers soins, gymnase, etc.

- Le **Chariot brancard d'urgence modèle Yqc-2L** est également utile pour transporter les patients de la salle d'opération vers d'autres services.
- Il est pliable et est doté d'une **civière amovible**, d'une **tige porte sérum** à 2 crochets, **etc.** Les tubes du **Chariot brancard d'urgence modèle Yqc-2L** sont conçus en **alliage d'aluminium** ce qui allège son poids tout en lui conférant beauté, robustesse, propriété antirouille, ainsi qu'une facilité à le stériliser.
- Il est aussi doté d'une **manivelle** qui permet de **régler sa hauteur**.

Caractéristiques du Chariot brancard d'urgence modèle Yqc-2L :

- Certification: CE, ISO13485 ;
- **Hauteur réglable** : 61cm-89cm ;
- Matériau: alliage d'aluminium ;
- Haute position (à la hauteur maximale): 191×55×89cm (Longueur x largeur x hauteur) ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur minimale du Chariot (du sol à la surface de la civière) : 61cm ;
 - Diamètre des roulettes : $\Phi 150\text{mm}$;
 - Poids : 35Kg ;
 - Poids maximal supportable : 160Kg ;
 - Colisage :
- a) Quantité minimale de vente : 1 pièce
- b) Dimensions: 195×63×36cm (L×l×H);
- c) Poids brut : 42Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/14199-chariot-brancard-d-urgence-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com