

FICHE PRODUIT



Collecteur d'aiguilles SHARPSAFE, 0,3 Litre avec type d'ouverture: SUNSHINE

Référence : SOC-SHARP03LEX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Collecteur d'aiguilles SHARPSAFE, 0,3 Litre avec type d'ouverture: SUNSHINE;

- * En polypropylène rigide;
- * Marque: modèles conformes à la norme NFX30-500 et validés par le LNE (NF302);
- * Dimensions (Long x larg x haut): 105 x 50 x 130 mm;
- * Conditionnement: carton de 100;
- * Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-sharpsafe/1420-conteneurs-sharpsafe-0-3l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com