

FICHE PRODUIT



Moniteur Multiparamétrique Compact 7

Référence : SOC-20115900S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

- Mesure Pression sanguine, ECG, Fréquence du pouls, Respiration, SpO2, Température, IBP (en option), CO2 (en option)
- Fonction d'alarme pour tous les paramètres
- Imprimante incluse (les paramètres peuvent être sélectionnés)
- Avec mode entraînement
- Affichage jusqu'à 7 courbes
- Idéal pour le transport - poids d'environ 4,5 kg
- Accessoires inclus
- Applications: de transport, vétérinaire
- Configuration: Portable avec imprimante intégrée
- Taille de l'écran: 10,4 inch

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/14200-moniteur-multiparametrique-compact-7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com