

FICHE PRODUIT

Electrocardiographe SE-1200 Express Basic

Référence : SOC-SE1200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'appareil d'ECG / EKG SE-1200 offre des performances de coût exceptionnelles avec des performances cliniques précises ainsi qu'une conception conviviale. Il est équipé d'un clavier alphanumérique complet ainsi que d'un écran tactile avec des raccourcis d'âge et de sexe. Il dispose d'un écran LCD 8 "pour un examen optimal des résultats et d'un mode veille pour allonger la durée de vie de l'écran LCD et économiser l'énergie. L'appareil ECG / EKG SE-1200 est équipé d'une batterie Li-on rechargeable intégrée et d'une capacité WIFI pour transmettre des données.

Pour vous aider dans votre diagnostic, l'appareil Edan d'ECG / EKG SE-1200 dispose de 120 secondes d'ECG en temps réel de congélation et d'examen, ainsi que de la possibilité d'étendre l'impression une fois qu'une arythmie est détectée. L'appareil d'ECG / EKG Edan SE-1200 est également équipée de mesures et d'interprétation automatiques testées par la base de données CSE / AHA / MIT.

L'appareil d'ECG / EKG SE-1200 a la capacité d'enregistrer douze traces ECG et d'imprimer ces enregistrements avec une imprimante thermique haute résolution intégrée sur du papier thermique normal et du papier fax de format A4.

L'appareil d'ECG / EKG SE-1200 possède 200 ECG de mémoire interne qui peuvent être agrandis avec un disque flash USB. Une option supplémentaire à l'EDG SE-1200 ECG / EKG fournirait un logiciel Smart ECG Viewer qui aiderait à la gestion des données.

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL D'ECG SE-1200

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Écran LCD 8,4 ".
- Clavier alphanumérique.
- Fonctionnement à une touche.
- Détection améliorée des signaux faibles.
- Filtres complets et technologie anti-bruit.
- Gel et examen des courbes ECG en temps réel.
- Algorithme SEMIP avancé pour les mesures et l'interprétation automatiques.
- Imprimante thermique haute résolution intégrée avec prise en charge d'une imprimante USB externe (en option).
- Impression étendue.
- Grande mémoire interne qui peut être agrandie par un disque flash USB.
- Gestion des données intégrée avec examen des rapports.
- Connexions LAN / Wi-Fi (en option).
- Communication bidirectionnelle avec SE-1515 Data Management System.
- Exportation de rapports multiformats (facultatif).
- Prise en charge du lecteur de codes-barres (facultatif).
- Créateur de PDF intégré rendant le transfert de fichiers simple et transparent.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/14202-electrocardiographie-se-1200-express-basic.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com