


FICHE PRODUIT

Bandelettes pour glucomètre TB100

Référence : SOC-ETGLUC02

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les bandelettes de test TysonBio TB100 sont utilisées avec le glucomètre TysonBio TB100 pour l'analyse quantitative du taux de glycémie (sucre) dans le sang total dont le prélèvement est réalisé à la pointe du doigt, dans la paume ou l'avant-bras.

Les bandelettes de test TysonBio TB100 sont conçues pour une analyse hors du corps (diagnostic in vitro).

Le système de contrôle de la glycémie, le glucomètre TysonBio TB100 est destiné à être utilisé chez soi et sur le lieu de travail pour surveiller les taux de glucose dans le sang.

Caractéristiques techniques :

- Flacon de 50 bandelettes pour Glucomètre TB100
- Bandelettes à utiliser en complément du Kit complet ETGLUC01.
- Pour diagnostic in vitro uniquement
- Test de la glycémie sur sang capillaire
- A utiliser dans les 3 mois après ouverture (à conserver entre 4°C et 30°C)
- Poids : 0.04 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/14204-bandelettes-pour-glucometre-tb100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com