

**FICHE PRODUIT**

## Boîte de dilatateur adulte

Référence : SOC-00021393

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Boîte de dilatateur adulte****Composition :**

- Boîte inox comprenant :
- 2 jeux de 6 bougies de dilatation en acier inoxydable, double extrémité, tailles assorties de 5 à 15 mm environ.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/14205-boite-de-dilatateur-adulte.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com