

FICHE PRODUIT

Blouse blanche femme modèle MADO, manches longues

Référence : SOC-LOT031

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vêtement Professionnel Médical type Blouse modèle MADO col tailleur, manches longues fermeture par pressions, 2 poches basses, 1 poche poitrine. Tissu sergé P/C 65/35. Taille de 00 à 7

CARACTERISTIQUES

Couleur: Blanc

Type de manches: Manches longues

Type de tissu: Tissu sergé

Composition matière: Polyester Coton

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/14207-blouse-blanche-femme-modele-mado-manches-longues.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
habil_taille_blouse - XS	SOC-LOT031-XS	
habil_taille_blouse - S	SOC-LOT031-S	
habil_taille_blouse - M	SOC-LOT031-M	
habil_taille_blouse - L	SOC-LOT031-L	
habil_taille_blouse - XL	SOC-LOT031-XL	
habil_taille_blouse - XXL	SOC-LOT031-XXL	
habil_taille_blouse - XLL	SOC-LOT031-XLL	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com