

FICHE PRODUIT



Collecteur d'aiguilles SHARPSAFE, 0,45 Litre

Référence : SOC-SHARP04LEX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Collecteur d'aiguille SHARPSAFE, 0,45 Litre :

- * En polypropylène rigide;
- * Marque: modèles conformes à la norme NFX30-500 et validés par le LNE (NF302);
- * Dimensions (Long x larg x haut): 103 x 50 x 169 (mm);
- * Conditionnement: carton de 100 pièces ;
- * Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/containers-sharpsafe/1421-conteneurs-sharpsafe-0-45l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com