


FICHE PRODUIT



Blouse blanche homme modèle \\ERIC\\", manches longues ""

Référence : SOC-LOT376

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vêtement Professionnel type blouse modèle Eric col tailleur, 2 poches basses, 1 poche poitrine et 1 poche interieur, fermeture par pressions, fente dos, manches courtes. Tissu serge P/C 65/35. Finition Blanc, hauteur 95cm. Taille de 00 à 7.

CARACTERISTIQUES

couleur - Blanc

Type de manches - Manches longues

Col - Col tailleur

Style de poche - 3 poches plaquées

Fermeture - Fermeture par pressions

Hauteur Vêtement - + - 95 cm

Instructions Entretien - Lavage Machine 70

Compositon matière - Polyester Coton

Type de tissu - Tissu sergé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/14215-blouse-blanche-homme-modele-eric-manches-longues.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
habil_taille_blouse - XS	SOC-LOT376-XS	
habil_taille_blouse - S	SOC-LOT376-S	
habil_taille_blouse - M	SOC-LOT376-M	
habil_taille_blouse - L	SOC-LOT376-L	
habil_taille_blouse - XL	SOC-LOT376-XL	
habil_taille_blouse - XXL	SOC-LOT376-XXL	
habil_taille_blouse - XLL	SOC-LOT376-XLL	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com