


FICHE PRODUIT



Mallette médicale MED BAG

Référence : SOC-375301

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Une mallette ultra légère conçue pour tous les professionnels de santé.

Fabriquée avec soin, cette mallette est entièrement capitonnée et molletonnée pour préserver l'équipement transporté.

Imperméable et lavable, elle est conçue dans un tissu très résistant avec une attention particulière sur les détails qui font la différence (fermeture éclair de marque YKK : leader mondial sur le marché des produits et accessoires "d'attache").

La mallette MED-BAG est équipée de 9 poches dans le compartiment central.

Fonctionnelle grâce à ses poches externes : 2 poches latérales, une grande poche frontale zippée comprenant des élastiques de soutien (pour emporter les petits accessoires et matériel) et une poche arrière plus fine à fermeture velcro pour les documents au format A4.

Mallette médicale Med Bag livrée vide avec sa bandoulière.

Dimensions intérieures (Lxlxh) : 34 x 17 x 30 cm.

Dimensions extérieures (Lxlxh) : 42 x 20 x 32 mm.

Volume : 17 litres

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-et-stations-de-diagnostic-medicales/14223-mallette-medicale-med-bag.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com