

FICHE PRODUIT

Stéthoscope Spengler Magister double pavillon

Référence : SOC-697918

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stéthoscope Spengler Magister double pavillon | La qualité française au service du diagnostic

Le **stéthoscope Spengler Magister** incarne l'excellence de la marque française Spengler dans la conception d'instruments médicaux de précision. Conçu pour les médecins généralistes, pédiatres et professionnels de santé exigeants, il offre une acoustique précise pour l'usage quotidien.

Double pavillon : polyvalence adulte & pédiatrique

Le **double pavillon** permet d'ausculter aussi bien les adultes que les enfants avec la même précision. Sa conception soignée garantit une étanchéité acoustique optimale et une détection fiable des sons cardiaques et pulmonaires.

Légèreté et confort : 110 g seulement

Avec seulement **110 g**, le Spengler Magister s'oublie autour du cou lors des longues journées de consultation. Ses embouts ergonomiques s'adaptent à toutes les morphologies.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pavillon double
- Poids : 110 g
- Marque Spengler — Fabricant français d'instruments médicaux
- Adapté adultes et enfants

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/14224-stethoscope-spengler-magister-double-pavillon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com