

FICHE PRODUIT



Bandelette de test de MYO/CTNI/CK-MB pour l'Analyseur immunochromatographique modèle Finecare FIA Meter Plus (FS-113)

Référence : SOC-FINE202006015

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bandelette de test de MYO/CTNI/CK-MB pour l'Analyseur immunochromatographique modèle Finecare FIA Meter Plus (FS-113)

Quantité minimale de vente: boîte de 25 tests

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-et-reactifs-d-hematologie/14230-bandelette-de-test-de-myo-ctni-ck-mb-pour-l-analyseur-immunochromatographique-modele-finecare-fia-meter-plus-fs-113.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com