

FICHE PRODUIT

Spéculums auriculaires pour otoscopes Welch Allyn

Référence : SOC-121711

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spéculums auriculaires à usage unique conçus pour les otoscopes Welch Allyn MacroView, Pocket et Pocket Plus.

Tailles disponibles :

- Diamètre 2,75 mm (enfant),
- Diamètre 4,25 mm (adulte).

Conditionnement : sachet de 850 spéculums auriculaires Welch Allyn.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-killian/14236-speculums-auriculaires-pour-otoscopes-welch-allyn.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com