

FICHE PRODUIT

Pousse seringue électrique monovoie AGILIA SP CONNECT

Référence : SOC-AGILIASP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pousse seringue électrique monovoie AGILIA SP CONNECT**Spécifications techniques :**

- Écran LCD monochrome graphique bleu, dimensions 66 x 33 mm (256 x 128 pixels).
- Mode de perfusion : 0,1 - 99,9 ml / 00h001 - 96h00.
- Dimensions : (h x l x p) 135 x 345 x 170 mm
- Poids : 2,1 kg
- Autonomie : 11 h à 5 ml / h avec charge complète de la batterie
- Normes et Certification Dispositif médical de classe 2 b.
- Conforme à la norme CEI 60601-1-2, CEI 60601-2-24.
- Indice de protection IP22
- Alimentation Batterie smart Li-ion 7.2 V 2,2Ah

Caractéristiques :

Simple et intuitive d'utilisation, ce pousse seringue de grande qualité permet d'administrer des

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fluides ou des médicaments en toute sécurité.

Ce dispositif médical dispose d'un système nommé "Push-Guard" assurant la bonne protection de la perfusion.

Le pousse seringue AGILIA SP intègre également un système de pression dynamique pour anticiper les variations de pression.

Autres spécificités :

- Réglage simple et très rapide de la pression par les différents boutons ;
- Large écran de type LCD pour une lisibilité optimale avec l'intégration d'un mode nuit ;
- Système anti-bolus permettant de réduire de façon significative le bolus ;
- Indications visuelles de l'état de fonctionnement du pousse seringue électrique : vert pour signifier une perfusion en cours, orange pour indiquer une priorité moyenne et basse, rouge pour signifier une priorité haute ;
- Alarmes sonores et visuelles : avertissements par indicateurs lumineux et messages sur l'écran avec des avertissements sonores ;
- Plage de débits de 0,1 à 1200 ml/h (+/-3%) avec 3 modes : obligatoire, non obligatoire et recommandé avec un débit allant de 250 à 1200 ml/h) ;
- Volume perfusé 0,1 - 999 ml ;
- Capacité des seringues supportée par l'appareil : 5, 10, 20, 30/35 et 50/60 ml ;
- Débit bolus manuel : débit de 50 à 1200 ml/h ;
- Maintien de la veine ouverte ajustable de 0,1 à 5 ml/h ;
- Noix de serrage rotative permettant de fixer l'appareil sur un rail ou un pied à perfusion ;
- Affichage de l'autonomie batterie restante et du niveau de charge.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/14243-pousse-seringue-electrique-monovoie-agilia-sp-connect.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com