

FICHE PRODUIT



Cabinet de biosécurité classe II A2, modèle BSC-1100IIA2-X

Référence : SOC-BSC-1100IIA2X

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cabinet de biosécurité classe II A2, modèle BSC-1100IIA2-X

Le **Cabinet de biosécurité classe II A2** convient aux travaux de recherche microbiologique en l'absence de produits chimiques volatils ou toxiques et de radionucléides.

Trois protections: opérateur, échantillon et environnement.

Système de circulation d'air: 70% de recirculation d'air, 30% d'évacuation d'air.

Le **Cabinet de biosécurité classe II A2 BSC-1100IIA2-X** convient pour travailler avec la recherche microbiologique en l'absence de produits chimiques volatils ou toxiques et de radionucléides.

Caractéristiques principales

- Taille interne (L x D x H) : 940 x 600 x 660 mm
- Taille externe (L x D x H) : 1100 x 750 x 2250 mm
- Ouverture testée : Hauteur de sécurité = 200 mm
- Max ouverture : 420 mm (17 ")

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Vitesse d'entrée : $0,53 \pm 0,025$ m / s
- Vitesse d'écoulement descendant : $0,33 \pm 0,025$ m/s
- Filtre HEPA : Deux, efficacité de 99,999% à 0,3 um. Indicateur de durée de vie du filtre.
- Fenêtre avant Motorisé. Verre trempé feuilleté à deux couches ≥ 5 mm. Anti UV.
- Bruit : EN12469 ≤ 58 dB / NSF49 ≤ 61 dB
- Lampe UV : 30W x 1
- Minuterie UV, indicateur de durée de vie UV, émission de 253,7 nanomètres pour une décontamination plus efficace.
- Lampe d'éclairage : Lampe à LED 12W x 2
- Éclairage : ≥ 1000 Lux
- Consommation : 760W
- Douilles étanches : Deux, charge totale de deux prises: 500W.
- Affichage LCD: pression des filtres d'échappement et des filtres à circulation descendante, temps de travail du filtre et de la lampe UV, vitesse de flux entrant et descendant, durée de vie du filtre, humidité et température, durée de fonctionnement du système, etc.
- Système de contrôle : Microprocesseur
- Système de circulation d'air : Recirculation de l'air à 70%, évacuation de l'air à 30%
- Alarme visuelle et sonore : Remplacement du filtre, hauteur de la fenêtre, vitesse anormale du flux d'air.
- Matériel : Zone de travail: acier inoxydable 304
- Corps principal: acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien.
- Hauteur de la surface de travail : 750mm
- Roulette : Foot master roulette
- Source de courant : AC220V $\pm 10\%$, 50/60 Hz; 110V $\pm 10\%$, 60Hz

Accessoires optionnels

- Base électrique réglable en hauteur.
- Stérilisateur infrarouge (modèle HWQ-001).
- Testeur de débit d'air.
- Stérilisateur de fumigation au formol (modèle FX-100).
- Neutralisant à base de carbonate d'hydrogène et d'ammonium (modèle TZ-100).
- Accoudoir.
- Chaise de laboratoire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Repose pieds.
- Compteur de particules de poussière (modèle CSI-E).
- Sonomètre numérique (modèle TES1357).
- Compteur d'éclairage (modèle TES1332A).
- Anémomètre de débit d'air (modèle 9535-A; 9535).
- Robinet d'eau et de gaz, pied réglable en hauteur électrique.

Accessoire standard

- Lampe LED x 2.
- Lampe UV x 2.
- Pied de support.
- Télécommande.
- Pédale de commande.
- Vanne de vidange.
- Prises étanches x 2.

Données techniques :

- Poids brut : 243 kg
- Dimension du paquet (L x D x H) : 1220 x 1000 x 1840 mm

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/14244-cabinet-de-biosecurite-classe-2-a2-modele-bsc-1100iia2-x.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com