

FICHE PRODUIT

Paillasse de laboratoire en acier inoxydable avec évier, modèle WTL

Référence : SOC-WTL-471201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Paillasse de laboratoire en acier inoxydable avec évier, modèle WTL-SC

Paillasse en acier inoxydable avec évier, décharge contrôlée et portes sur charnières. Idéal pour les laboratoires de radio-chimie et de médecine nucléaire. Plan de travail avec une bordure surélevée pour contenir le liquide et sans bord aigu pour permettre le retrait parfait de tous les résidus radioactifs.

Compartiment de confinement inférieur scellé pour prévenir les déversements de liquides.

Porte avant sur charnière avec un verrou à clé.

Robinet à col de cygne pour la régulation du débit d'eau.

Commande du débit d'eau par cellule photoélectrique.

Des balanciers permettent l'approche de la paroi postérieure, dans les salles à sol décontaminable.

Caractéristiques techniques :

- Matériau du cadre : INOX AISI 304 Scotch-Brite™;
- Épaisseur de l'acier inoxydable: 1,5 mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur du plan de travail: 920 mm;
- Dimension extérieure (mm): 1500 x 700 x 1020 (lx P x H);
- Poids: 165 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasse-de-laboratoire/14246-paillasse-de-laboratoire-en-acier-inoxydable-avec-evier-modele-wtl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com