

FICHE PRODUIT



Cabinet de Biosécurité Classe III, 220 V modèle BSC-1100IIIX

Référence : SOC-BSC-1100IIIX

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cabinet de Biosécurité Classe III, 220 V modèle BSC-1100IIIX

Le **poste de sécurité microbiologique de classe III modèle BSC-1100IIIX** est totalement fermée et étanche aux gaz avec une alimentation et une sortie d'air filtrées ULPA. Le travail est effectué avec des gants à manches longues. L'armoire est maintenue sous une pression négative d'au moins 120 Pa et le flux d'air est maintenu par un système d'échappement extérieur dédié. Ce qui permet de protéger l'opérateur, le produit et l'environnement.

Avantage :

1. Dispose d'une fonction de mémoire en cas de panne de courant.
2. La lampe UV assure efficacement la stérilisation de la zone de travail.
3. La façade inclinée de la cabine assure une posture de travail ergonomique.
4. L'air d'échappement est filtré deux fois à travers des filtres ULPA de haute qualité avec une efficacité typique de 99,9995% pour des particules de 0,12 µm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Fonction de mémoire en cas de panne de courant.
- La lampe UV assure une stérilisation efficace de la zone de travail.
- L'avant du cabinet incliné garantit une position de travail ergonomique.
- Exhaustair est filtré deux fois au moyen de filtres ULPA de haute qualité avec une efficacité typique de 99,999% pour les particules de 0,12 µm.
- Dimension externe (L x D x H) : 1540 x 880 x 2000 mm.
- Dimension interne (L x D x H) : 910 x 650 x 660 mm.
- Dimensions de la boîte de passe (L x D x H) : Dimension interne: 430 x 330 x 355 mm; Dimension externe: 575 x 425 x 495 mm.
- Gants : Une paire de gants en caoutchouc butyle de 800 mm.
- Fenêtre avant : Verre trempé de 8 mm, rayonnement ultraviolet.
- Affichage : LCD.
- Pré-filtre : Fibre de polyester, lavable.
- Pression : $\geq$ négatif 120 Pa.
- Filtre ULPA : Filtre d'alimentation en air: efficacité de 99,999% à 0,12 µm.
- Premier filtre d'échappement: efficacité de 99,999% à 0,12 µm.
- Deuxième filtre d'échappement: efficacité de 99,999% à 0,12 µm.
- Bruit : NSF 49 $\leq$ 61dB / EN 12469 $\leq$ 48dB.
- Débit d'air : 440-870cfm.
- Alarme : Alarme sonore et visuelle, pression anormale; remplacement du filtre.
- Matériau de la zone de travail : Acier inoxydable 304.
- Éclairage : $\geq$ 1000 lux.
- Consommation : 1200W.
- Lampe fluorescente : 12W x 2.
- Lampe UV : 18 W x 2, 8 W x 1.
- Emission de 253,7 nanomètres pour une décontamination plus efficace.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Source de courant : AC220V $\pm$ 10%, 50/60 Hz; 110V $\pm$ 10%, 60Hz.
- Poids brut : 350 kg.
- Dimension d'emballage (L x D x H) : 1635 x 1062 x 2160 mm.

Accessoires standards :

Gants, lampe fluorescente, lampe UV x 4, télécommande, manomètre, Vanne de vidange.

Accessoires optionnels :

- Base électrique réglable en hauteur
- Stérilisateur infrarouge (modèle HWQ-001)
- Testeur de débit d'air
- Stérilisateur de fumigation au formol (modèle FX-100)
- Neutralisant à base de carbonate d'hydrogène et d'ammonium (modèle TZ-100)
- Accoudoir
- Chaise de laboratoire
- Repose pieds
- Compteur de particules de poussière (modèle CSI-E)
- Sonomètre numérique (modèle TES1357)
- Compteur d'éclairage (modèle TES1332A)
- Anémomètre de débit d'air (modèle 9535-A; 9535)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/14247-cabinet-de-biosecurite-classe-iii-modele-bsc-1100iiix.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com