

FICHE PRODUIT



Cabine PCR, Modèle PCR1300

Référence : SOC-PCR-1300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La Cabine PCR (Réaction en chaîne de la polymérase) est un appareil fournissant un environnement partiellement pur, son flux d'air étant vertical.

La pression positive empêche la pénétration de contaminants en suspension dans l'environnement du laboratoire.

Les vitres en verre trempé offrent une vision parfaitement claire et ne permettent pas la transmission des UV.

Avantages

- Affichage LED.
- Système de stérilisation UV.
- Efficacité du filtre HEPA 99,999% à 0,3 µm.
- Fonction de verrouillage: la lampe UV ne peut être allumée que lorsque la vitre avant est fermée, garantissant ainsi la sécurité de l'opérateur.
- Minuterie UV (1-99 minutes): lorsque le temps de réglage est écoulé, la lampe UV s'éteint automatiquement en prévision de la prochaine expérience.

Accessoire standard

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lampe UV: 3pcs
- Lampe fluorescente: 1pc
- Support de base: 1pc
- Prise étanche: 2pc
- Tablette avec barre IV: 1pc

Caractéristiques principales

- Taille externe (W * D * H) : 1300 * 700 * 1770mm
- Taille interne (W * D * H) : 1200 * 595 * 550mm
- Hauteur de la surface de travail : 750mm
- Matériel Corps principal: acier laminé à froid avec revêtement en poudre antibactérien

Table de travail: acier inoxydable 304

Fenêtres avant et latérales : Verre trempé de 5 mm, anti-UV Motorisé

Max ouverture : 260mm

Pré-filtre : Fibre de polyester, lavable

Filtre HEPA : Efficacité de 99,999% à 0,3 µm.

Débit d'air : 0.3-0.5m / s, vitesse réglable

Bruit : ≤65dB

Lampe UV : 30W * 1

Emission de 253,7 nanomètres, avec minuterie UV

Lampe d'éclairage : LED 12W * 2

Éclairage : ≥1000Lux

- Tablette avec barre IV : Acier inoxydable, 502 * 150 * 50mm (L * P * H)
- Roulette : Roulette universelle avec pieds réglables
- Consommation : 600W
- Prise étanche : Deux, total≤500W
- Source de courant : CA 220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110V ± 10%, 60Hz

Accessoire standard

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Lampe UV * 3, lampe fluorescente, pied de support, prise étanche * 2, étagère avec barre IV

Poids brut : 180 kg

Taille du paquet (W * D * H) : 1450 * 930* 1370mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/14248-cabinet-pcr-modele-pcr1300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com