

FICHE PRODUIT

Sonde ORP / Redox à gel, câble de 1 m

Référence : SOC-MTC10101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonde ORP / Redox à gel pour laboratoire à faible entretien Intellical MTC101, câble de 1 m

La sonde combinée numérique de potentiel d'oxydoréduction (ORP/Redox) Intellical MTC101 dispose d'une référence à gel électrolyte non rechargeable et d'un capteur de température intégré. La MTC101 nécessite peu d'entretien, car elle dispose d'une jonction de référence ouverte à gel non rechargeable. La version de laboratoire de cette électrode métallique résiste aux chocs grâce à son corps en plastique époxy protégeant jusqu'à l'élément détecteur en platine. L'électrode est disponible avec un câble de 1 ou 3 mètres. La MTC101 est idéale pour mesurer les valeurs mV absolues du potentiel d'oxydoréduction dans les eaux usées, l'eau potable et pour des applications en milieux aqueux. La MTC101 n'est pas adaptée à une utilisation avec des solvants organiques.

- Réponse rapide et stable dans une variété d'applications
- Traçabilité finale dans l'historique des mesures
- Utilisateur averti si un réétalonnage est nécessaire
- Peuvent être déplacées d'un appareil de mesure à un autre sans besoin de réétalonnage ou de redéfinition des paramètres de mesure.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Réponse rapide et stable dans une variété d'applications

Les sondes numériques Intellical verrouillent le résultat lorsque la mesure est stable, éliminant ainsi les approximations lorsque le chiffre ne cesse de changer. En outre, la large jonction de référence ouverte de la sonde offre une surface maximale entre l'échantillon et l'électrolyte de référence pour la stabilité des mesures rapides.

Traçabilité finale dans l'historique des mesures

Horodatage pour chaque mesure, identifiant de l'opérateur et de l'échantillon, historique d'étalonnage, paramètres et numéro de série de la sonde

Utilisateur averti si un réétalonnage est nécessaire

Aucune supposition approximative nécessaire pour fournir des résultats fiables et précis à chaque mesure.

Peuvent être déplacées d'un appareil de mesure à un autre sans besoin de réétalonnage ou de redéfinition des paramètres de mesure.

Idéal pour un environnement multi-utilisateur avec plusieurs appareils de mesure de laboratoire et portables série HQD

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**

<https://www.socimed.com/divers/14256-sonde-orp-redox-a-gel-cable-de-1-m.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com