

FICHE PRODUIT

Electrode / Sonde de pH à gel modèle PHC101, câble de 1 m

Référence : SOC-PHC10101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Électrode / Sonde de pH à gel modèle PHC101, câble de 1 m

L'électrode Intellical PHC101 est une électrode pH combinée numérique avec un capteur de température intégré. La PHC101 nécessite peu d'entretien, car elle dispose d'une jonction de référence ouverte unique à gel non rechargeable. La version de laboratoire de cette électrode de pH résiste aux chocs grâce à son corps en plastique époxy protégeant jusqu'à l'élément détecteur à ampoule de verre. L'électrode est disponible avec un câble de 1 ou 3 mètres. L'électrode PHC101 est idéale pour la mesure du pH dans les eaux usées, l'eau potable et autres applications aqueuses génériques. La PHC101 n'est pas adaptée à une utilisation avec des solvants organiques ou des échantillons avec un pH inférieur à 2.

- Intellical PHC101 offre une réponse rapide et stable pour les applications relatives aux eaux usées
- La sonde de pH numérique Intellical assure une traçabilité maximale via l'historique de mesure
- La sonde de pH numérique alerte l'utilisateur lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
- La sonde de pH numérique Intellical peut être déplacée d'un appareil de mesure à un autre sans avoir à la réétalonner ou à redéfinir les paramètres de mesure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Intellical PHC101 offre une réponse rapide et stable pour les applications relatives aux eaux usées

Sonde unique à gel solide et jonction de référence ouverte spécialement conçue pour la mesure du pH dans les eaux usées.

La sonde de pH numérique Intellical assure une traçabilité maximale via l'historique de mesure

Horodatage pour chaque mesure, identifiant de l'opérateur et de l'échantillon, historique d'étalonnage, paramètres et numéro de série de la sonde de pH

La sonde de pH numérique alerte l'utilisateur lorsqu'un réétalonnage est nécessaire

Aucune supposition approximative nécessaire pour fournir des résultats fiables et précis à chaque mesure.

La sonde de pH numérique Intellical peut être déplacée d'un appareil de mesure à un autre sans avoir à la réétalonner ou à redéfinir les paramètres de mesure

Idéale pour un environnement multi-utilisateurs avec plusieurs appareils de mesure de laboratoire et portables série HQD.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14258-electrode-sonde-de-ph-a-gel-modele-phc101-cable-de-1-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com