

FICHE PRODUIT

Cellule / Capteur de conductivité à 4 pôles en graphite modèle CDC401, câble de 1 m

Référence : SOC-CDC401

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cellule de conductivité à 4 pôles en graphite modèle CDC401, câble de 1 m

La cellule Intellical CDC401 est une cellule de conductivité numérique à 4 pôles, composée de graphite et dotée d'un capteur de température. La version pour un usage en laboratoire est disponible avec un câble de 1 ou 3 mètres. La sonde CDC401 est idéale pour mesurer la conductivité électrique, la salinité, la résistivité ou les matières dissoutes totales dans les eaux usées, l'eau potable ou les applications génériques de mesure de la qualité de l'eau.

- Les sondes numériques Intellical assurent une traçabilité maximale via l'historique des mesures de conductivité
- Les sondes de conductivité numériques Intellical CDC401 alertent l'utilisateur lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
- Les sondes de conductivité numériques Intellical CDC401 peuvent être déplacées d'un appareil de mesure à un autre sans avoir à les réétalonner ou à redéfinir les paramètres de mesure.

Les sondes numériques Intellical assurent une traçabilité maximale via l'historique des mesures de conductivité

Horodatage pour chaque mesure, identifiant de l'opérateur et de l'échantillon, historique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'étalonnage, paramètres et numéro de série de la sonde.

Les sondes de conductivité numériques Intellical CDC401 alertent l'utilisateur lorsqu'un réétalonnage est nécessaire

Aucune supposition approximative nécessaire pour fournir des résultats fiables et précis à chaque mesure.

Les sondes de conductivité numériques Intellical CDC401 peuvent être déplacées d'un appareil de mesure à un autre sans avoir à les réétalonner ou à redéfinir les paramètres de mesure

Idéale pour un environnement multi-utilisateurs avec plusieurs appareils de mesure de laboratoire et portables série HQD.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14260-cellule-capteur-de-conductivite-a-4-poles-en-graphite-modele-cdc401-cable-de-1-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com