

FICHE PRODUIT



Capteur d'oxygène dissous (OD) luminescent/optique pour laboratoire modèle LDO101, câble de 1 m

Référence : SOC-LDO10101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Capteur d'oxygène dissous (OD) luminescent/optique pour laboratoire modèle LDO101, câble de 1 m

Technologie LDO basée sur la luminescence pour le laboratoire

La sonde Intellical LDO101 est une sonde numérique d'oxygène dissous par luminescence/optique (LDO). La version de laboratoire est disponible avec un câble de 1 ou 3 mètres. Elle est équipée d'un module de détection de pression automatique et d'un capteur de température. Le capuchon de détection OD est livré avec un i-bouton qui permet de comptabiliser les jours d'utilisation et indique la durée de vie restante de l'élément capuchon de détection. Le capteur LDO101 est idéal pour mesurer l'oxygène dissous dans les eaux usées et l'eau potable, ainsi que pour toute autre utilisation générale en matière de qualité de l'eau.

- Le capteur LDO Intellical de Hach est une révolution en matière de mesure de l'oxygène dissous, éliminant les nombreux problèmes de fiabilité et d'entretien qui touchaient les technologies de mesure d'oxygène dissous plus anciennes.
- Les sondes numériques Intellical assurent une traçabilité maximale via l'historique de mesure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Les sondes numériques Intellical alertent l'utilisateur lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
- Les sondes numériques Intellical peuvent être déplacées d'un appareil de mesure à un autre sans avoir à les réétalonner ou à redéfinir les paramètres de mesure.

Le capteur LDO Intellical de Hach est une révolution en matière de mesure de l'oxygène dissous, éliminant les nombreux problèmes de fiabilité et d'entretien qui touchaient les technologies de mesure d'oxygène dissous plus anciennes.

La sonde d'oxygène dissous optique Intellical LDO ne possède aucune membrane à remplacer ou entretenir, ni de solution électrolyte à réapprovisionner, et réduit la fréquence d'étalonnage. Des milliers d'établissements à travers le monde l'ont choisie pour leurs mesures d'oxygène dissous.

Les sondes numériques Intellical assurent une traçabilité maximale via l'historique de mesure

Horodatage pour chaque mesure, identifiant de l'opérateur et de l'échantillon, historique d'étalonnage, paramètres et numéro de série de la sonde

Les sondes numériques Intellical alertent l'utilisateur lorsqu'un réétalonnage est nécessaire

Aucune supposition approximative nécessaire pour fournir des résultats fiables et précis à chaque mesure.

Les sondes numériques Intellical peuvent être déplacées d'un appareil de mesure à un autre sans avoir à les réétalonner ou à redéfinir les paramètres de mesure

Idéale pour un environnement multi-utilisateurs avec plusieurs appareils de mesure de laboratoire et portables série HQD.

Poids: 0.55 kg

HS CODE: 90275000

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14262-capteur-d-oxygene-dissous-od-luminescent-optique-pour-laboratoire-modele-ldo101-cable-de-1-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com