

**FICHE PRODUIT**



## Bandelette de test de T4 pour l'Analyseur immunochromatographique modèle Finecare FIA Meter Plus (FS-113)

Référence : SOC-FINE2020061221

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Bandelette de test de T4 pour l'Analyseur immunochromatographique modèle Finecare FIA Meter Plus (FS-113)

**Quantité minimale de vente : boîte de 25 tests**

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-et-reactifs-d-hematologie/14266-bandelette-de-test-de-t4-pour-l-analyseur-immunochromatographique-modele-finecare-fia-meter-plus-fs-113.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)