

FICHE PRODUIT

Système d'aspiration pour cabinet dentaire modèle AB Bund

Référence : SOC-AIRBLE20200613

Description du produit

Lors d'un soin dentaire, les équipements à haute vitesse, détartreurs, seringues trois voies, etc., génèrent un aérosol chargé de bactéries, virus, salive, sang et particules environnementales. Notre unité d'aspiration d'aérosols vous permet de maîtriser ces risques : elle aspire toutes les gouttelettes et les brouillards, filtrant l'air avec une efficacité de **99 % à 0,3 µm**, via un filtre HEPA13 + charbon actif, tout en stérilisant par UV-C et plasma.

Caractéristiques clés : bras d'aspiration pivotant à 360°, grande capacité d'aspiration (≈ 3000 L/min), niveau sonore faible pour un confort optimal. Le filtre HEPA13 capte les particules ultrafines, le charbon actif neutralise les odeurs et composés volatils, l'UV-C détruit les virus/bactéries en endommageant leur matériel génétique (avec source à 254 nm), et le générateur d'ions plasma complète en désactivant les microbes résiduels.

En bref : une solution complète pour un environnement plus sûr, plus propre, plus professionnel — protégeant praticiens et patients à chaque soin.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14268-kit-unite-d-aspiration-d-aerosolpurificateur-dair-interieur-systeme-de-desinfection-modele-ab-bund.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com