

FICHE PRODUIT



Moniteur patient multiparamétrique GIMA BM3

Référence : SOC-33718

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **moniteur patient BM3** est un dispositif permettant l'enregistrement et le contrôle de plusieurs signes vitaux : **ECG, SpO2, NIBP, resp., température,....**

Doté d'une poignée avec accroches, il peut facilement être déplacé et sera aisément mis en place au plus près du patient nécessitant la surveillance.

Le BM3 peut être **alimenté par secteur ou fonctionner sur batterie**. Dans ce second cas, il bénéficie d'une **autonomie de deux heures** (à charge complète).

Sur sa mémoire interne, les utilisateurs pourront **enregistrer plus de 120 heures** de prise de mesures.

Sa **conception intuitive** permet au personnel de santé de s'adapter rapidement à son utilisation. Ce modèle fourni, grâce à un **large écran TFT couleur 7"** (800 x 480), une très bonne visualisation de l'ensemble des données. Il affiche également diverses indications telles que l'heure, la date ou encore le niveau de charge de la batterie.

Le **moniteur BM3** est doté d'une **imprimante thermique** : 25, 50 mm/s (largeur papier 58 mm).

Logiciel interne multilingue dont Français.

Autres spécificités :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-
- Indicateurs jusqu'à 4 tracés
 - Alarmes hiérarchisées
 - Témoin DEL d'alimentation
 - Tonalité fréquence cardiaque
 - Fonction d'alarme à distance
 - 20 mémoires d'alarme
 - Sortie numérique LAN pour le transfert de données.

Tableau de caractéristiques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Connectivité	LAN et HL7 filaires ou sans fil
PNI	X
Méthode de mesure	Oscillométrique
Plage de mesure	Systolique : 0-260mmHg Diastolique : 20-200mmHg Rythme cardiaque : 30-220 bpm
Précision du rythme cardiaque	Précision +/- 3 bpm
Thermométrie	X
Plage de mesure	15-45°C
Précision	précision +/- 0,1°C
SpO2	X
Mesure des performances	0-100 %
Précision	adulte 70-100% +/- 2 %
ECG	X
Config. Dérivations	3 dérivations
Plage de fréquence cardiaque	Adulte : 30-300 bpm
Précision	précision +/- 3 bpm
RESP	X
Intervalle de mesure	5 à 120 respirations / min
Précision	± 3 respirations/min
Livré avec	- Câble patient 3 dérivations (ECG) - Électrodes jetables: 10 unités - Tube NIBP 3 m - Brassard adulte réutilisable 25-35 cm - Brassard enfant réutilisable - Capteur SpO2 - réutilisable - Rallonge de câble pour capteur SpO2 2 m - Adaptateur CC (18 VCC, 2.5 A) - Imprimante thermique 58 mm - Batterie rechargeable - Mode d'emploi (anglais et italien)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Connectivité	LAN et HL7 filaires ou sans fil
Poids	3,1 Kg
Dimensions	23.8 x 25 x 16.3 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/14271-moniteur-patient-multiparametrique-gima-bm3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com