

FICHE PRODUIT

Sonotrode / sonde en titane Ø2mm modèle S26d2

Référence : SOC-S26D2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonotrode / sonde en titane Ø2mm modèle S26d2

Sonotrode / sonde en titane, Ø2mm (3 mm²), Longueur env. 120mm, filetage mâle M6 x 0,75 ; Pour les échantillons de 2ml jusqu'à 50 ml ; Ratio d'amplitude environ 1 : 3, stérilisable en autoclave.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14273-sonotrode-sonde-en-titane-o2mm-modele-s26d2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com