

FICHE PRODUIT

Sonotrode / sonde en titane Ø14 mm modèle S26d14

Référence : SOC-S26D14

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sonotrode / sonde en titane Ø14 mm modèle S26d14

Sonotrode / sonde en titane, Ø14 mm (154 mm²), Longueur env. 80 mm, filetage mâle M6 x 0,75 ; Pour les échantillons de 50 ml à 1000 ml ; Ratio d'amplitude environ 1 : 1.2, stérilisable en autoclave.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/14275-sonotrode-sonde-en-titane-o14-mm-modele-s26d14.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com