


FICHE PRODUIT



Micropipette simple canal à volume variable

Référence : PS0011

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Micropipette simple canal à volume variable

Dans la plupart des tests de diagnostic, la manipulation de liquides nécessite l'utilisation de pipettes de précision. Il est donc primordial d'offrir de pipettes de qualité. Les micropipettes CYAN vous permettront d'atteindre un niveau de précision très élevé.

Les micropipettes CYAN livrent la précision et l'exactitude nécessaires pour répondre aux exigences les plus rigoureuses.

Ces micropipettes CYAN fonctionnent par déplacement d'air. Précis, offre la meilleure répétabilité. Toutes les pipettes utilisent des cônes jetables.

Qualité:

Testées selon la norme ISO 8655/DIN 12650.

Le contrôle de qualité de chaque micropipette est effectué par gravimétrie avec de l'eau distillée (qualité 3, DIN ISO 3696) à 22°C en utilisant les cônes CYANTips

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipette-cyan/14277-micropipette-simple-canal-a-volume-variable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
pipette_volume - 0.1 à 2.5 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0012	
pipette_volume - 0.5 à 10 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0013	
pipette_volume - 5 à 50 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0014	
pipette_volume - 10 à 100 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0015	
pipette_volume - 20 à 200 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0016	
pipette_volume - 100 à 1000 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0017	
pipette_volume - 50 à 200 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0018	
pipette_volume - 50 à 300 µl, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0019	
pipette_volume - 1 à 5 ml, pipette_canal - monocanal, micropipette_type - Variable	PS0020	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com